



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Williams 脊椎椎間板切除術用レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williams 脊椎椎間板 切除術用レトラクター

SKU RM-WSDR-153-1

\$149 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
50 mm – 70 mm 深さ (10 または 20 mm) — 左用または右用	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm – 90 mm 深型 (10 または 20 mm) — 左側用または右側用	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm 深さ (10 または 20 mm) — 左用または右用	RM-WSDR-153-1-3	\$149

製品詳細

Williams 脊椎椎間板切除術用レトラクターは、腰椎マイクロディスセクトミー（顕微鏡下椎間板切除術）において、傍脊柱筋の安全かつ非侵襲的な圧排と椎弓の露出を目的として設計された、国際的に高く評価されている脊椎マイクロサージェリー用開創器です。解剖学に基づいたバイオネットオフセットシャンクと深部まで届くブレード設計により、助手の手やハンドルが顕微鏡の視界を妨げることなく、クリーンな片側術野を確立できます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、耐食性に優れたこの Williams 脊椎椎間板切除術用レトラクターは、全長 15.3 cm（\$149）の構成となっています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、豊富なバリエーションから選択可能です。ブレードの深さは6つのオプション（50 mm、60 mm、70 mm、80 mm、90 mm、110 mm）から選択でき、ブレード幅は 10 mm または 20 mm から組み合わせで選択できます。また、臨床アプローチに合わせて左用および右用のブレードの向きも設定可能です。人間工学に基づいたハンドルは、長時間の操作でも疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Williams 脊椎椎間板切除術用レトラクターは、強力なカウンター・トラクションに耐えるよう製造されています。世界中の脊椎センター、脳神経外科、整形外科の外傷手術室に、卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブ対応の品質を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest