



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sailer Nasal Bridge Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sailer Nasal Bridge Retractor

SKU RM-SNBR-235-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sailer Nasal Bridge Retractor	23.5 cm toplam uzunluk, 15-20 mm x 50 mm kavisli bıçak	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sailer Nasal Bridge Retractor, kemik ve kıkırdak burun dorsumu boyunca güvenli, geniş yüzeyli doku elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir maksillofasiyal ve rinoplasti cerrahi retractorüdür. Anatomik kavisli bıçakla tasarlanan bu alet, cerrahların burun deri-yumuşak doku örtüsünü, fokal iskemik morarmaya veya hassas periost yırtılmasına neden olmadan burun köprüsünden temiz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanır.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyonuna dayanacak şekilde üretilen ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunan bu özel Sailer Nasal Bridge Retractor konfigürasyonu, 23.5 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak boyutları, 15-20 mm genişlik x 50 mm uzunlukta geniş bir bıçak yüzeyine sahiptir. Yapısal tasarımı, burun köprüsü boyunca dengeli kuvvet dağılımı için optimize edilmiş bir manuel mimariye sahiptir ve cerrahi asistanlara ellerini cerrahi alanın dışında tutarken sabit bir manuel kaldırma gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sailer Nasal Bridge Retractor'ı tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki plastik, rekonstrüktif ve maksillofasiyal cerrahi merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest