



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Abdominal Ricard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Abdominal Ricard

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base Autoestática	Chassi com hastes curvas para melhorar o acesso visual
2 (1 Par)	Valvas Laterais Sólidas Destacáveis	Painéis laterais côncavos largos (Opção A: 50×58 mm / Opção B: 60×80 mm)
1	Valva Central Destacável	Placa plana assimétrica (Opção A: 55×70 mm / Opção B: 80×90 mm)
1	Trava de Parafuso Rosqueada Especial	Engrenagem de travamento manual para manter a expansão das valvas
1	Cabo de Gancho Compacto	Punho minimalista integrado projetado para economizar espaço de instrumentação
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Abdominal Ricard é um sistema de afastamento cirúrgico abdominal aclamado internacionalmente, desenvolvido especificamente para fornecer deslocamento visceral e de tecidos moles de forma segura e expansiva durante laparotomias abertas e operações pélvicas de grande porte. Projetado com hastes de chassi curvas e uma geometria de três valvas, este instrumento mantém a parede abdominal e as vísceras pélvicas abertas sob tensão mecânica travada, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual desobstruído na cavidade peritoneal.

Construída para acomodar diversas profundidades de incisão, esta série de Afastador Abdominal Ricard é catalogada em dois sortimentos principais de tamanhos multi-valvas: Opção A (Conjunto Compact, \$229) que consiste em uma valva central de 55 mm × 70 mm combinada com um par correspondente de valvas laterais de 50 mm × 58 mm; e Opção B (Conjunto Large, \$249) que apresenta uma valva central de 80 mm × 90 mm combinada com um par correspondente de valvas laterais de 60 mm × 80 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os painéis laterais largos com bordas côncavas recolhem e sustentam camadas musculares volumosas de forma limpa, enquanto a engrenagem de rotação manual com trava de parafuso rosqueada especial mantém a expansão das valvas de forma rígida. Um cabo de gancho compacto integrado economiza espaço operatório vital.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Abdominal Ricard para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia geral, salas obstétricas e salas de emergência de trauma em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest