



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sailer Nasal Bridge Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sailer Nasal Bridge Retractor

SKU RM-SNBR-235-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Sailer Nasal Bridge Retractor	全長 23.5 cm、15-20 mm × 50 mm 曲型ブレード	\$49
保護スリーブ/ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Sailer Nasal Bridge Retractorは、骨性および軟骨性の鼻背に沿って、安全かつ広範囲な組織挙上を実現するために特別に設計された顎顔面・鼻形成術用レトラクターです。解剖学的な形状の曲型ブレードにより、繊細な骨膜を損傷させたり局所的な虚血性皮下出血を引き起こすことなく、鼻の皮膚軟部組織エンベロープを鼻背からスムーズに剥離・移動させることが可能です。

高頻度のオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を持ち、錆に対する生涯保証が付帯するこのSailer Nasal Bridge Retractorは、全長 23.5 cm（\$49）の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、ブレード面は15-20 mm幅 × 50 mm長という幅広い設計を採用しています。その構造的デザインは鼻背に沿ったバランスの良い力配分に最適化されており、術者の手を術野の外に保ちながら、助手による安定した手動のレバレッジを可能にします。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のSailer Nasal Bridge Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、再建外科、顎顔面外科センターに卓越した耐久性、耐食性、そして完全なオートクレーブの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest