



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kelly Retractor-Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	38 mm boy x 51 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm boy x 63 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm boy x 76 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm boy x 89 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm boy x 76 mm en	Mevcut Uzunluklar: 24 cm veya 26 cm · Mevcut Sap Stilleri: Oyuk veya Hafif Kavrama · Fiyat (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar: Standart Taşıma Ambalajı · Mevcut Sap Stilleri: — · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kelly Retractor-Grip Handle, derin doku deplasmanını kullanıcı yorgunluğunu azaltan bir tasarımla birleştirmek için özel olarak geliştirilmiş, geleneksel derin abdominal ekartörlerin gelişmiş ergonomik bir versiyonudur. Konturlu kavrama kolu ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanlarının yoğun kas ve organlar üzerinde sürekli ve

sıkı bir karşı traksiyon uygulamasını sağlarken, uzun süreli prosedürler sırasında el kramplarını önler.

Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden üretilen bu Kelly Retractor-Grip Handle serisi, özel sipariş menüsü aracılığıyla seçilebilir gövde uzunlukları, genişlikleri ve sap konfigürasyonları sunar. Cerrahlar, 24 cm (\$94) veya 26 cm (\$99) toplam uzunluklarla eşleştirilmiş Oyuk Kavrama Sapı veya Hafif Kavrama Sapı arasında seçim yapabilirler. Ürün serisi beş farklı uç boyutuna sahiptir: 38 x 51 mm, 51 x 63 mm, 63 x 76 mm, 76 x 89 mm ve 89 x 76 mm; her biri doku kaymasını önlemek için yuvarlatılmış bir tutucu dudak ile sonlanır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Kelly Retractor-Grip Handle'ı ağır mekanik traksiyona ve tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya çapındaki genel cerrahi, jinekoloji ve ortopedi ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest