



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva de gancho Gelpi	Perfil estándar de punta fina
1	Valva Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
1	Valva Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
1	Aro sólido circular pequeño	8.5" (21.3 cm) Diámetro interno (ID)
1	Caja de esterilización	Organizador de almacenamiento dedicado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas es un kit complementario para equipos quirúrgicos que ya cuentan con un sistema de separación para cirugía general Bookwalter y operan a través de abordajes limitados. No es un sistema autónomo; es totalmente compatible con los sistemas Bookwalter de cirugía general y componentes estándar del mismo estilo.

El kit contiene una valva de gancho Gelpi con perfil de punta fina estándar para una retracción precisa y estrecha, junto con valvas Kelly de 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm) y 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) para retracción superficial en dos profundidades. Un aro sólido circular pequeño de 8.5" (21.3 cm) de diámetro interno proporciona un marco compacto que mantiene el instrumental fuera del área de una incisión pequeña.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas se entrega no estéril, es reutilizable y totalmente autoclavable, y debe limpiarse y esterilizarse según los procedimientos validados de su centro antes de su uso.

Retractor Maker fabrica y suministra este juego directamente desde Sialkot, Pakistán. El Juego de Accesorios para Incisiones Pequeñas es fabricado, inspeccionado y suministrado directamente por Retractor Maker.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest