



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Мини-ретрактор Freeman Mini Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Мини-ретрактор р Freeman Mini Rake Retractor

SKU RM-FMRR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Freeman Mini Rake Retractor	длина 4 $\frac{3}{4}$ " (12.0 см), ширина 1", 4 острых зубца — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Freeman Mini Rake Retractor — это специализированный ручной ретрактор для пластической и челюстно-лицевой хирургии, разработанный специально для обеспечения деликатной и стабильной тракции кожных лоскутов в ограниченных пространствах. Острые зубцы инструмента позволяют хирургу надежно фиксировать кожные и подкожные слои, не травмируя края нежных тканей.

Данная конфигурация Freeman Mini Rake Retractor, предназначенная исключительно для работы в узких анатомических карманах и точечной ретракции кожи, имеет общую длину 4 $\frac{3}{4}$ дюйма (12.0 см). Рабочая часть шириной 1 дюйм (25.4 мм) оснащена 4 острыми зубцами, которые равномерно распределяют тяговое усилие, предотвращая разрывы тканей при подъеме лоскута. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту удобный захват без усталости и высокую тактильную чувствительность при выполнении сложных эстетических манипуляций.

Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием. Компания Retractor Maker производит Freeman Mini Rake Retractor с расчетом на многократные циклы стерилизации, гарантируя клиникам эстетической и ЛОР-хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest