



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY es un separador quirúrgico clásico de ortopedia y traumatología diseñado específicamente para proporcionar una retracción muscular y de tejidos blandos amplia y circunferencial durante amputaciones mayores de extremidades. Diseñado con una paleta de protección circular expansiva que rodea el eje del hueso, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos traccionar los vientres musculares diseccionados proximalmente al corte óseo de forma limpia, protegiendo los tejidos blandos de las sierras de amputación rotatorias u oscilantes.

Construido para ofrecer una inmensa durabilidad y un rendimiento de larga vida en entornos de trauma exigentes, esta serie del SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY está disponible en tres longitudes totales seleccionables: 24.3 cm (\$399) para extremidades superiores y procedimientos pediátricos, 35.0 cm (\$449) para amputaciones transfemorales y transtibiales, y un modelo extendido de 42.0 cm (\$499) para extremidades bariátricas o con gran masa muscular. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento cuenta con un diseño de mango desmontable asimétrico que proporciona el máximo brazo de palanca para la tracción, permitiendo al mismo tiempo un desmontaje rápido para una limpieza sencilla.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el SEPARADOR DE AMPUTACIÓN PERCY para resistir tracciones mecánicas intensas y ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, proporcionando

a los centros de trauma, hospitales militares de campaña y salas de cirugía ortopédica de todo el mundo una fiabilidad estructural inquebrantable y una dependencia clínica total.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest