



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hasson S-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hasson S-Retraktor

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Starre Ausführung — 10.0 mm oder 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Biegbares Design — 10.0 mm oder 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hasson S-Retraktor ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das speziell für die sichere, atraumatische Fasziensexposition und das Anheben der Bauchwand während der laparoskopischen Open-Cut-Down-Technik (nach Hasson) entwickelt wurde. Dank seiner S-förmigen, doppelendigen Architektur ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen das saubere Anheben der Nabel-Faszierränder und bietet eine direkte Visualisierung für den sicheren peritonealen Zugang, ohne das Risiko von Darmverletzungen.

Dieser Hasson S-Retraktor von Retractor Maker verfügt über eine feste Gesamtlänge von 18.5 cm und bietet zwei Materialvarianten: Ein biegbares Design (\$44), das eine individuelle intraoperative Formgebung an die Anatomie des Patienten ermöglicht, und ein starres Design (\$24) für maximale strukturelle Widerstandsfähigkeit gegen dichtes Gewebe. Beide Varianten sind in Blattbreiten von 10.0 mm und 13.0 mm mit abgerundeten atraumatischen Kanten zum Schutz des empfindlichen Peritoneums erhältlich.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, ist der Hasson S-Retraktor für wiederholte Autoklavierzyklen ausgelegt. Er bietet laparoskopischen und allgemeinchirurgischen Abteilungen weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest