



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Rose à Double Extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Rose à Double Extrémité

SKU RM-RRDE-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5.0" (12.7 cm) — Griffes mousses 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — Griffes mousses 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Rose Retractor Double Ended est un instrument polyvalent conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des berges de plaies et l'élévation des tissus mous lors de procédures de chirurgie générale, plastique et pédiatrique. Doté de lames à griffes émoussées contrastées aux extrémités opposées d'une tige centrale courbée, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une profondeur d'incision à une autre sans changer d'instrument.

Offrant une grande résistance à la traction et une protection supérieure contre la corrosion, cette série Rose Retractor Double Ended est disponible en deux longueurs totales : 5 inches (12.7 cm, \$44) et 5 ½ inches (13.97 cm, \$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa géométrie structurelle intègre un châssis plein courbé à double extrémité avec des dimensions de travail de 11.5 mm × 12 mm sur une extrémité et 10 mm × 14.5 mm sur l'autre. Les griffes émoussées lisses et arrondies protègent les tissus sous-cutanés fragiles contre les déchirements.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Rose Retractor Double Ended pour résister aux cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave, offrant une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale pour les blocs opératoires, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest