



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Juego de dos Separadores Mayo-Collins

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Juego de dos Separadores Mayo-Collins

SKU RM-MCR-SET-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estándar — 5 7/8 in, hojas de doble extremo	RM-MCR-SET-1-1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Juego de dos Separadores Mayo-Collins es un conjunto de instrumentos quirúrgicos esenciales diseñados específicamente para proporcionar una retracción confiable de bordes de heridas y tejidos blandos a múltiples profundidades durante procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Diseñados con hojas contrapuestas en ángulo recto en extremos opuestos, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la retracción de tejido subcutáneo superficial y la elevación fascial más profunda.

Construido con un perfil de tamaño estándar optimizado para el desplazamiento controlado de tejidos, este Juego de dos Separadores Mayo-Collins presenta una longitud total de la herramienta de 15.3 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), cada separador incorpora una hoja sólida en ángulo recto en un extremo y una hoja fenestrada en el extremo opuesto que preserva las líneas de visión directa. El mango central plano proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual estable y antideslizante.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Juego de dos Separadores Mayo-Collins para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para quirófanos, unidades de trauma y centros quirúrgicos ambulatorios en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest