



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Juego de dos Separadores Army-Navy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Juego de dos Separadores Army-Navy

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Army-Navy	21 cm de longitud total, hojas de doble extremo	\$49
Funda protectora / Caja	Embalaje de tránsito estándar	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Juego de dos Separadores Army-Navy es un par clásico de separadores quirúrgicos manuales de doble extremo, diseñados para proporcionar una retracción tisular estable y atraumática en procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Al ofrecer profundidades de hoja contrastadas en cada extremo de cada instrumento, este par de separadores permite a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la sujeción de tejido subcutáneo superficial y la elevación muscular más profunda.

Fabricado para una utilidad clínica versátil, esta configuración estándar del Juego de dos Separadores Army-Navy presenta una longitud total de 21 cm. Cada instrumento incorpora un mango fenestrado central para aligerar el peso y mejorar el control del agarre, con un extremo que presenta una hoja corta en ángulo recto para márgenes superficiales y el extremo opuesto que ofrece una hoja en ángulo recto más larga con un ligero reborde para asegurar los márgenes fasciales profundos sin deslizamiento del tejido.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker suministra el Juego de dos Separadores Army-Navy de forma no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad confiable para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest