



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Tebbetts

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Afastador Mamário Tebbetts

**SKU** RM-TBR-64-1

**\$64 USD**

## TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO                                                                                                      | SKU / DETALHES | PREÇO (USD) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 9 cm × 24 mm — Com dentes ou Sem dentes — Acesso inframamário, dissecação de bolsa periareolar                       | RM-TBR-64-1-1  | \$64        |
| 15 cm × 24 mm — Com Dentes ou Sem Dentes — Criação de loja subpeitoral profunda e mamoplastia de aumento transaxilar | RM-TBR-64-1-2  | \$64        |

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Tebbetts é um afastador de cirurgia plástica estética aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer elevação precisa do tecido e visualização da loja durante o aumento de mama e mamoplastia. Projetado com um perfil de lâmina curva e cônica, este instrumento permite que os cirurgiões realizem a dissecação e elevação do músculo peitoral maior de forma limpa, estabelecendo uma loja cirúrgica desobstruída para a inserção da prótese mamária.

Construído para oferecer excelente durabilidade estrutural e garantia vitalícia contra ferrugem, esta série do Afastador Mamário Tebbetts (\$64) é altamente personalizável através de múltiplos tamanhos de lâmina e configurações de borda terminal. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, o instrumento oferece duas dimensões de lâmina: um layout de 9 cm × 24 mm para incisões inframamárias padrão e um layout estendido de 15 cm × 24 mm para dissecação profunda de loja subpeitoral. Os cirurgiões podem selecionar entre um perfil Com Dentes, projetado para garantir uma preensão tecidual ideal e evitar o deslizamento intraoperatório, ou um perfil Sem Dentes (Extremidade Lisa), projetado para manipulação de tecidos moles extra-atraumática e segura. Seu cabo ergonômico proporciona alavancagem manual sem fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mamário Tebbetts para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de reconstrução mamária plástica, estética e oncológica em todo o mundo confiabilidade estrutural inabalável, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)