



製品パンフレット

Crile Retractor Double-Ended (両頭型クライル開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Crile Retractor Double-Ended (両 頭型クライル開創器)

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Style #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Style #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

製品詳細

Crile Retractor Double-Endedは、一般外科、形成外科、再建外科などの小手術において、軟部組織や創縁を確実にかつ多層的に牽引するために設計された必須の手動式手術器具です。単一のコンパクトなシャーシに、向きの異なる2つの直角ブレードを備えており、皮下組織の浅い牽引から深部の筋膜挙上まで、術中に即座に切り替えることが可能です。

限られた術野での優れた操作性を実現するため、このCrile Retractor Double-Endedモデルは全長 4 ¼ inches (10.8 cm) に設計されています。本製品は2つの標準構成から選択いただけます。Style #1 (\$29) は 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") および 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16") のブレードを搭載し、Style #2 (\$35) は 1/4" × 1/2" および 3/8" × 7/8" のブレードを搭載しています。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は組織損傷を防ぎ、中央のハンドルは助手にとって疲労の少ないグリップを提供します。

光の反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう、高い耐食性、優れた重量バランス、そして世界中の外来クリニックや手術室での過酷な使用に耐える耐久性を備えたCrile Retractor Double-Endedを製造しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest