



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé

SKU RM-LEVR-63-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé	Dimensions / Détails : paramètre de taille 6.3 cm, lame ébonisée sécurisée pour le laser · Quantité incluse : 1	\$79
Manchon de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé est un instrument chirurgical gynécologique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction latérale sûre de la paroi vaginale pendant la chirurgie laser et les procédures électrochirurgicales. Revêtu d'une finition noire ébonisée non réfléchissante, cet écarteur absorbe les rayonnements laser parasites et élimine la réflexion du faisceau laser, protégeant ainsi la muqueuse vaginale saine environnante contre les blessures thermiques accidentelles.

Conçue pour la sécurité procédurale et la durabilité, cette configuration de l'Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé présente un paramètre de taille chirurgicale standard de 6.3 cm (\$79). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de sa surface combine des interfaces de manipulation hautement polies avec une couche de surface de travail ébonisée sécurisée pour le laser, capable de résister aux environnements d'ablation à haute température. Les contours de la lame courbe déplacent les parois vaginales latérales en douceur, offrant un couloir visuel dégagé vers le col de l'utérus et les fornix.

Fabriqué selon des tolérances cliniques strictes, Retractor Maker produit l'Écarteur Vaginal Latéral Ébonisé pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une hygiène procédurale exceptionnelle, une haute résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète pour les blocs opératoires de gynécologie laser du

monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest