



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo

SKU RM-MCRFR-1

\$24 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo	5.5 cm de longitud, hoja de 2 puntas afiladas de 5 × 12 mm, anillo para dedo	\$24
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo es un instrumento quirúrgico especializado en rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una destreza manual superior y una retracción alar estable en espacios intranasales confinados. Diseñado con un chasis ultracompacto, este separador permite al cirujano mantener una contratracción continua en el borde de la fosa nasal y el cartílago lateral inferior, manteniendo el corredor operativo despejado para cortes delicados y suturas.

Fabricado para microexposición facial de alta maniobrabilidad, este modelo de Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo cuenta con una longitud total de 5.5 cm (\$24). Su extremo de trabajo distal incorpora una hoja de doble punta afilada de 5 mm × 12 mm que se engancha en tejidos fibrosos densos y piel vestibular de forma segura sin deslizarse. El anillo integrado en la base del mango proporciona una retroalimentación táctil excepcional, estabiliza la mano del asistente o del cirujano y evita deslizamientos accidentales en condiciones operativas húmedas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Millard Cottle con Anillo para Dedo para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos plásticos, estéticos y otorrinolaringólogos una durabilidad clínica inquebrantable y control en microdissección.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest