



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

杉田多目的ヘッドフレーム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



杉田多目的ヘッドフ レーム

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Smart Fix C Holder	ベースフレームを手術台に接続するリジッドなCクランプシャーシ
1	Smart Fix Box Joint	2本の専用固定ネジを含む関節式コネクタブロック
1	Smart Fix Stopper Sleeve	軸方向のフレーム変位を防ぐロック式ガイドカラー
1 Set	Smart Fix Head Pin, Standard	標準的な成人開頭術用テーパ型頭蓋固定ピン
1 Set	Smart Fix Head Pin, Long	厚い頭蓋骨プロファイル用拡張頭蓋固定ピン
1	Flexible Base Unit	テーブルアタッチメントを連結する多関節ベースユニット
1	Frame Unit	360°アクセサリ取り付けを提供する半円形メイン構造アーチ
1 Set	Spring Scalp Hook Retractors	止血保持用の弾性張力頭皮縁牽引器
1	Spring Hook Adjustor	頭皮フック牽引力を制御する張力ダイヤルメカニズム
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	脳ヘラ用精密マイクロアドバンススライドマウント
1	Hand Rest (Central)	マイクロサージョン用人間工学的前腕および手首安定具
1	Hand Rest R	右側解剖学的前腕サポートバー
1	Hand Rest L	左側解剖学的前腕サポートバー

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Adjustable Hand Rest with Dome Screw	球状ドームロック締め付け機能を備えた関節式ハンドレスト
1	Adjustable Hand Rest with Slide	可変的な手術角度に対応する縦方向スライド式ハンドレスト
1	Instrument Receptacle	吸引プローブおよびマイクロ器具用滅菌ホルダー皿
1	Cotton Plate	脳神経外科用パティおよびコットノイドのステーキングプラットフォーム
1	Cotton Plate Adjustor	コットノイドプラットフォーム用関節式位置決めアーム
1	Sub Hole Attachment	末梢脳牽引器用補助取り付けブラケット
1	Sterilization Box	特注のアルミニウム/ステンレス製組織化輸送コンテナ

製品詳細

杉田多目的ヘッドフレームは、複雑な開頭手術および頭蓋底手術中に、強固な頭蓋不動化と多方向の脳牽引を提供するために特別に設計された、国際的に評価されている脳神経外科用頭蓋固定およびマイクロサージカル牽引システムです。手術台レールにしっかりと取り付けられるように設計されており、このヘッドフレームは手術野の周囲に超安定した半円形の境界を確立し、脳神経外科医がデリケートなマイクロヘラ、頭皮フック、生理学的レストを手術顕微鏡下で絶対的な機械的安定性で配置することを可能にします。

臨床フレームワーク仕様に基いて構築されたこの杉田多目的ヘッドフレーム完全セット（\$4,999）は、包括的な手術の汎用性のために設計された広範な21コンポーネントのモジュラースイートを統合しています。ドイツ製ステンレススチールで手作りされており、コアアーキテクチャは、Smart Fix Cホルダー、Smart Fixボックスジョイント（固定ネジ2個を含む）、Smart Fixストッパスリーブ、および滑り止め頭蓋ピンシーティング用の標準およびロングヘッドピンとペアになった柔軟なベースユニットとリジッドフレームユニットを特徴としています。マイクロサージカルハンドリングアセンブリには、左右のハンドレスト、ドームネジとスライド付きの調整可能なハンドレスト、器具レセプタクル、アジャスター付きコットンプレート、アジャスター付きスプリング頭皮フック牽引器、サブホールアタッチメント、およびRetractor Slide Adjustor IIメカニズムが含まれており、これらはすべて専用の頑丈な滅菌ボックスに収められています。

Retractor Makerは、反射防止サテンマット仕上げで鍛造された杉田多目的ヘッドフレームを製造しており、繰り返しの病院オートクレーブサイクルに耐えることができ、世界中の脳神経外科センター、頭蓋外傷室、頭蓋底研究所に、卓越した機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest