



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dockhorn Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dockhorn Ekartör

SKU RM-DOCK-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
12.0 mm × 40.0 mm bıçak	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm uç	RM-DOCK-1-2	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Dockhorn Ekartör, ağız, çene-yüz ve genel cerrahi prosedürlerinde doğru, stabil yumuşak doku yer değişimi ve yara kenarı izolasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir cerrahi el ekartörüdür. Ergonomik gövde yapısı ve kendine özgü konkav üst bıçak yüzeyi ile tasarlanan bu alet, yara kenarlarını sıkıca tutarken sıvıları ve yansımaları operasyon alanından uzaklaştırır.

Güvenilir anatomik kavrama için üretilen bu Dockhorn Ekartör konfigürasyonu, 20.3 cm (8 inç) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma ucu, fasya sınırlarının ve kas planlarının altına rahatça kancalanacak şekilde tasarlanmış sert L-şekilli bir bıçak içerir. Alet, seçilebilir iki bıçak boyutunda mevcuttur: 12.0 mm × 40.0 mm (\$64) ve 14.0 mm × 55.0 mm (\$69). Özel konkav üst yüzey, ekarte edilen dokuları stabilize ederek sürekli karşı traksiyon altında kaymayı önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas işçilikle üretilen Retractor Maker, Dockhorn Ekartörü yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve dünya çapındaki poliklinikler ile hastane ameliyathaneleri için tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik standartlarda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest