



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Dedos Blair

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Dedos Blair

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4 Dientes, extremo romo	RM-BFR-1-1	\$94
4 Dientes, extremo agudo	RM-BFR-1-2	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Dedos Blair es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una tracción precisa y antideslizante de los tejidos blandos durante cirugías plásticas, reconstructivas y de mano. Diseñado con un extremo de trabajo ergonómico de cuatro garfios, este instrumento permite a los cirujanos sujetar y elevar colgajos cutáneos y subcutáneos delicados sin desgarrar ni aplastar los bordes del tejido.

Construido para un control manual estable, esta configuración del Separador de Dedos Blair presenta un vástago rígido uniforme de 14 cm (\$94) que proporciona una estabilidad mecánica óptima y acceso a cavidades quirúrgicas estrechas. Los cirujanos pueden elegir entre una disposición de puntas agudas de 4 garfios para una sujeción firme en tejidos conectivos densos, o una disposición de puntas romas de 4 garfios diseñada para proteger estructuras neurovasculares frágiles. Su mango plano de 6.0 mm de ancho está diseñado para favorecer un agarre cómodo y sin fatiga durante procedimientos operatorios prolongados.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Dedos Blair para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros quirúrgicos plásticos, ortopédicos y dermatológicos una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest