



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de col condylien de Salzburg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de col condylien de Salzburg

SKU RM-SCNR-225-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle côté droit — longueur 22.5 cm, lame pour col condylien à courbure droite	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modèle Côté Gauche — 22.5 cm longueur, lame pour col condylien courbe à gauche	RM-SCNR-225-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de col condylien de Salzburg est un écarteur chirurgical spécialisé pour l'oral, le maxillo-facial et l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), conçu spécifiquement pour assurer un effet de levier osseux sûr et le déplacement des tissus mous autour du condyle mandibulaire et du col sous-condylien. Doté d'une lame d'ancrage anatomique qui épouse le col condylien profond, cet instrument permet aux chirurgiens de manipuler les fragments osseux proprement tout en protégeant l'artère maxillaire interne et les branches du nerf facial.

Conçu pour résister aux cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur de col condylien de Salzburg présente une longueur totale d'outil de 22,5 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre des orientations anatomiques disponibles en modèles Droit ou Gauche, sélectionnables via les options du menu d'achat. L'architecture de la lame à extrémité unique est précisément profilée pour la région du col condylien, empêchant le glissement osseux tandis que la poignée ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de col condylien de Salzburg pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie orale, maxillo-faciale et crano-faciale du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest