



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Williger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Williger Retractor

SKU RM-WLR-13-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Williger (3-зубый) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Ретрактор Williger (4-зубый) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Williger Retractor — это незаменимый хирургический инструмент для пародонтологии и челюстно-лицевой хирургии, разработанный специально для надежного, нескользящего смещения мягких тканей и слизисто-надкостничного лоскута при манипуляциях на костных структурах. Изогнутая рабочая часть с острыми зубцами позволяет хирургу прочно фиксировать фиброзную надкостницу и ткани десны, обнажая края кортикальной кости без соскальзывания в прилегающие сосудистые структуры.

Созданный для точного тактильного контроля в ограниченном пространстве ротовой полости, Williger Retractor имеет стандартизированную общую длину 13 cm. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой операционной нержавеющей стали, инструмент предлагается в двух конфигурациях: модель с 3 зубцами (\$79) для сфокусированного и точного захвата деликатных краев тканей и модель с 4 зубцами (\$89) с расширенной зоной захвата для обеспечения максимальной экспозиции костного ложа. Эргономичная плоская рукоятка позволяет ассистенту поддерживать стабильное ручное усилие без утомления в течение всей операции.

Инструмент выпускается брендом Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием и выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая клиникам челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и реконструктивной хирургии исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную автоклавируемость.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest