



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Fomon Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Fomon Retractor

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準仕様 — 17 cm 全長, 5 × 10 mm ボールチップ, ステンレス製	RM-FMR-17-1-1	\$44
絶縁仕様 — 17 cm length, 5 × 10 mm ball tip, dielectric coating	RM-FMR-17-1-2	\$54

製品詳細

Fomon Retractorは、狭小な解剖学的経路内での非外傷的な軟部組織の牽引と鮮明な術野の確保を目的に設計された、国際的に高く評価されている鼻形成術・顔面形成外科用器具です。極めて滑らかなボール形状の先端部を備えたこのレトラクターは、鼻翼軟骨や粘膜層の下に優しく掛けることができ、鋭利な刺傷や局所的な圧迫による損傷から繊細な組織を保護します。

鼻の再形成術における最適な触覚コントロールを実現するため、この Fomon Retractor モデルは全長 17 cm (6.7 inches) で設計されています。作用端には、下外側鼻軟骨と鼻翼縁全体に均等に対抗牽引力を分散させるよう輪郭形成された専用の 5 mm × 10 mm ボールチップを採用しています。術者は、標準的なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）仕様（\$44）と、電気手術中の隣接皮膚や粘膜縁を保護するための耐久性に優れた非導電性ポリマーコーティングを施した絶縁仕様（\$54）のいずれかを選択できます。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker 製 Fomon Retractor は、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の美容外科、耳鼻咽喉科、再建外科クリニックに高い耐食性、強固な構造剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest