



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tuffier Ekartör (Rib Spreader)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tuffier Ekartör (Rib Spreader)

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Yatay Kayar Ray Çerçevesi	Kompresyon altında yapısal yayılma sağlayan paralel çubuk kılavuz rayı
2 (Sabit Çift)	Sabit Geniş Lateral Bıçaklar	Kemik tutuşu için içten tırtıklı 45 mm x 45 mm açılı paneller
1	Manuel Vida Kilidi	Açıklık parametrelerini sabitleyen ve el yorgunluğunu azaltan vidalı kilitleme dişlisi
2	Ergonomik Forseps Uzatma Kolları	Pürüzsüz kenarlarla tasarlanmış aerodinamik, hafif sap şaftları
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tuffier Ekartör, yetişkin torakotomi ve akciğer prosedürleri sırasında güvenli, kademeli interkostal kaburga ayrılması ve göğüs duvarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyotorasik cerrahi ekartördür. Sağlam bir yatay kayar ray çerçevesi ile tasarlanan bu alet, cerrahların komşu kaburgalar boyunca sürekli mekanik distraksiyon kuvvetleri uygulamasına olanak tanıyarak kostal kırıkları önlerken plevral boşluğa engelsiz bir operatif koridor sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Tuffier Ekartör konfigürasyonu, 160 mm (\$299) eşğine kadar açılan toplam yatay genişleme açıklığına sahiptir. Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 45 mm x 45 mm boyutlarındaki sabit geniş lateral bıçak yüzey alanı, yetişkin göğüs maruziyetleri için optimize edilmiştir ve kemik yüzeylerine karşı pozitif, kaymaz bir tutuş sağlamak için içten tırtıklıdır. Manuel çevirmeli vida kilit mekanizması, seçilen açıklık parametrelerini rijit bir şekilde sabitleyerek el yorgunluğunu azaltırken,

aerodinamik ve hafif forseps uzatma kolları çevreleyen yumuşak dokuları korumak için pürüzsüz koruyucu kenarlara sahiptir.

Parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Tuffier Ekartör'ü tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki torasik ameliyathanelere, kardiyovasküler merkezlere ve travma cerrahisi kliniklerine olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest