



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Epstein Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Epstein Breast Retractor

SKU RM-EBR-1

\$244 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
90 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x B)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Epstein Breast Retractor ist ein international renommiertes Instrument für die ästhetische und rekonstruktive Brustchirurgie, das speziell für eine umfassende Gewebeelevation und Taschenvisualisierung während der Mammaplastik entwickelt wurde. Mit einem langgestreckten, gebogenen Blatt, das in einer glatten distalen Spitze ausläuft, ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen die saubere Dissektion und Elevation des Musculus pectoralis major und des Brustparenchyms, wodurch ein ungehinderter Zugang für das Einsetzen von

Prothesen geschaffen wird.

Um verschiedenen Taschentiefen und chirurgischen Zugängen gerecht zu werden, umfasst die Epstein Breast Retractor-Serie ein einheitliches Griffdesign kombiniert mit einer breiten Auswahl von zehn Blattgrößen: 90 × 27 mm (\$244), 110 × 27 mm (\$249), 140 × 27 mm (\$254), 150 × 25 mm (\$259), 150 × 30 mm (\$264), 150 × 36 mm (\$269), 160 × 27 mm (\$274), 180 × 25 mm (\$279), 190 × 36 mm (\$284) und eine verlängerte Reichweite von 220 × 27 mm (\$289). Sein ergonomischer Griff bietet eine ermüdungsfreie Hebelwirkung und optimale Balance für die OP-Assistenz.

Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Epstein Breast Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Zentren für plastische, ästhetische und onkologische Brustchirurgie weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest