



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Senn с Т-образной рукояткой

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Senn с Т-образной рукояткой

SKU RM-STHR-45-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Senn с Т-образной рукояткой	Длина 4.5" (11.43 cm), многозубчатый крючок (тупой или острый), Т-образная рукоятка	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Senn с Т-образной рукояткой представляет собой специализированный ручной зубчатый ретрактор, разработанный для обеспечения превосходного рычага при ручном оттягивании и нескользящего смещения мягких тканей во время пластических, кистевых и малых ортопедических операций. Благодаря эргономичной поперечной Т-образной рукоятке, этот инструмент позволяет ассистентам прикладывать длительную противотягу естественным ладонным хватом, предотвращая перенапряжение пальцев и усталость рук во время деликатных диссекций.

Созданный для частого автоклавирования и обладающий высокой коррозионной стойкостью, данный ранорасширитель Senn с Т-образной рукояткой имеет общую длину 4.5 inches (11.43 cm, \$54). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Геометрия рабочей части представляет собой загнутые внутрь зубцы в форме многозубчатых граблей, что гарантирует эффективное удержание тканей без соскальзывания с плотных фиброзных краев. Хирурги могут выбрать один из двух вариантов зубцов: тупые для безопасных манипуляций с минимизацией травматизма или острые для надежной фиксации на плотных слоях тканей.

Retractor Maker производит ранорасширитель Senn с Т-образной рукояткой с антибликовым сатиновым матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую

коррозийную стойкость, жесткость конструкции и долговечность при стерилизации для отделений травмы кисти, центров эстетической хирургии и амбулаторных клиник по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest