



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs Hohmann à lame carrée

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteurs Hohmann à lame carrée

SKU RM-HRSB-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Profil de lame carré, manche extra-long	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Lame à profil carré, manche extra-long	RM-HRSB-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs Hohmann Retractors Square Blade sont des instruments de chirurgie orthopédique spécialisés, conçus pour offrir une large surface de contact osseux et un déplacement musculaire puissant lors des reconstructions articulaires et des fixations de fractures. Dotés d'une face de lame carrée et plane, ces écarteurs se positionnent solidement sur les corticales des os longs sans causer de fractures par pression localisée ni entamer l'os ostéoporotique fragile.

Conçue pour un avantage mécanique optimal, la gamme Hohmann Retractors Square Blade présente un manche extra-long sur toutes ses versions, permettant aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction soutenue tout en gardant les mains hors du champ de vision. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux longueurs totales : 8 ½ pouces (21.59 cm, 74 \$) et 9 ½ pouces (24.13 cm, 79 \$). Le profil de lame carré s'accroche fermement derrière les marges corticales, empêchant le glissement des tissus lors de l'alésage osseux vigoureux ou de la pose de plaques.

Usinés à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique les instruments Hohmann Retractors Square Blade pour résister à des couples orthopédiques élevés et à des cycles d'autoclave répétés, offrant aux équipes de traumatologie et d'arthroplastie du monde entier une durabilité et des performances cliniques exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest