



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tebbetts Spatula Breast Retractor (テベッツ型スパチュラ乳房
開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Tebbetts Spatula Breast Retractor (テベッツ型スパチュラ乳房開創器)

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
25 mm 幅 × 185 mm 長 — 12 ½" (31.5 cm) — 標準成人用大胸筋下ポケット剥離および乳房下縁アプローチ用	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm 幅 × 190 mm 長 — 12 ½" (31.5 cm) — 広範囲大胸筋変位および大型再建ポケット用	RM-TSBR-125-1-2	\$99

製品詳細

Tebbetts Spatula Breast Retractorは、乳房増大術や乳房形成術において、広く愛護的な組織挙上を実現するために特別に設計された、美容・再建形成外科に不可欠な開創器です。長めに設計された半可塑性のスパチュラブレードにより、術中に胸壁や肋骨の自然な凸状の曲線に合わせてブレードの屈曲度を調整でき、乳腺実質に局所的な虚血性圧迫を与えることなく使用できます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えうる優れた耐食性を備えたこのTebbetts Spatula Breast Retractorは、全長12 ½ inches (31.5 cm) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を職人が加工したこの製品は、片頭の半可塑性スパチュラブレード（1 × 6インチ）を採用しており、2種類のサイズ展開があります。標準的な乳房下縁アプローチ用の25 mm幅 × 185 mm長 (\$89)、および広範囲な筋肉の挙上用の38 mm幅 × 190 mm長 (\$99) です。人間工学に基づいたフラットハンドルは、助手の手動レバレッジ操作における疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のTebbetts Spatula Breast Retractorは、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の美容外科、形成外科、腫瘍乳房再建センターに、優れた延性、構造的信頼性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest