



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пластинчатый пластиковый ретрактор Zalkind

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Пластинчатый пластичный ретрактор Zalkind

**SKU** RM-ZMRR-1

**\$44 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|------------------|--------------|------------|
| 10 cm            | RM-ZMRR-1-1  | \$44       |
| 18 cm            | RM-ZMRR-1-2  | \$49       |
| 20 cm            | RM-ZMRR-1-3  | \$54       |
| 21 cm            | RM-ZMRR-1-4  | \$59       |
| 26 cm            | RM-ZMRR-1-5  | \$64       |
| 30 cm            | RM-ZMRR-1-6  | \$69       |
| 33 cm            | RM-ZMRR-1-7  | \$69       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пластинчатый пластичный ретрактор Zalkind является незаменимым гибким хирургическим инструментом, разработанным специально для безопасного, индивидуально моделируемого смещения тканей и защиты внутренних органов при общих, пластических, педиатрических и глубоких ортопедических операциях. Благодаря ультрапластичному плоскому шасси лопатки, этот шпатель позволяет хирургу придавать инструменту необходимую форму непосредственно в ходе операции в соответствии с уникальными анатомическими полостями, предотвращая локальную компрессионную травму или повреждение от сдвига нежных внутренних органов и сосудисто-нервных пучков.

Разработанная для работы в условиях высокочастотной автоклавной стерилизации и имеющая пожизненную гарантию от коррозии, серия ретракторов Zalkind Malleable Ribbon Retractor широко

настраивается через обширную матрицу размеров. Изготовленные вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, доступные варианты общей длины включают 10 cm (\$44), 18 cm (\$49), 20 cm (\$54), 21 cm (\$59), 26 cm (\$64), 30 cm (\$69) и 33 cm (\$69). Ширина лопаток охватывает размеры для микрохирургических доступов 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm и 7 mm, при этом параметры обзора позволяют выбирать индивидуальные варианты шириной до 2 см–7 см для макросмещения тканей. Гладкие полированные края предотвращают ссадины внутренних органов, а лопатка сохраняет заданную форму под постоянной противотягой.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Zalkind Malleable Ribbon Retractor, способный выдерживать многократные ручные перегибы и циклы больничной стерилизации, обеспечивая операционные блоки, травматологические центры и специализированные клиники реконструктивной хирургии по всему миру исключительной пластичностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью в автоклаве.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest