



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Traqueal Bose Tipo Mola

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Traqueal Bose Tipo Mola

SKU RM-BTR-ST-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm de comprimento total, lâminas curvas com ação de mola	\$59
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Traqueal Bose Tipo Mola é um afastador cirúrgico autoexpansível especializado, projetado para fornecer estabilização da parede traqueal sem o uso das mãos e desobstrução da incisão durante intervenções delicadas nas vias aéreas. Operando através de um mecanismo de tensão elástica por mola, este instrumento afasta suavemente as bordas da ferida sob contração contínua e controlada, liberando a equipe cirúrgica durante a canulação crítica das vias aéreas.

Construído para agilidade em espaços anatômicos restritos, este modelo de Afastador Traqueal Bose Tipo Mola apresenta um perfil compacto de 7 cm (\$59) que proporciona alta microflexibilidade sem obstruir o local operatório. Suas extremidades de trabalho são projetadas com lâminas curvas especializadas e bem definidas que exercem um suporte suave, porém rígido, contra a cartilagem traqueal e as margens da mucosa, evitando o colapso tecidual localizado ou trauma.

Usinado com precisão a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Traqueal Bose Tipo Mola para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo às equipes de emergência, otorrinolaringologia e cirurgia pediátrica durabilidade confiável e capacidade de implantação instantânea.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest