



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Roux Retractor - Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Roux Retractor - Double Ended

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малое лезвие — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Средний клинок — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Большая лопатка — 25 mm ширина × 41 mm длина	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Дополнительный набор из трех единиц — Малый, средний и большой	RM-RRDE-14-1-4	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Roux Retractor - Double Ended — это универсальный ручной хирургический ретрактор, разработанный специально для надежного атравматичного смещения мягких тканей и экспозиции краев раны во время общих, ортопедических и пластических операций. Благодаря анатомической двухсторонней конструкции с С-образными лопатками, этот инструмент позволяет хирургической бригаде легко переходить от элевации поверхностных кожных лоскутов к более глубокой ретракции мышц без смены инструментов.

Серия Roux Retractor - Double Ended рассчитана на частые циклы автоклавирувания и имеет пожизненную гарантию от коррозии. Инструмент представлен в трех вариантах общей длины: 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) и 17 cm (\$64). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент имеет диапазон глубины губок от 20 mm до 36 mm и ширины от 15 mm до 20 mm. Хирурги могут заказать отдельные размеры — Small (19 × 25 mm), Medium (22 × 41 mm) или Large (25 × 41 mm) — или выбрать расширенный Set of Three (\$94),

объединяющий все три модели для максимальной гибкости в операционной.

Retractor Maker производит Roux Retractor - Double Ended с антибликовым сатинированным матовым покрытием для поддержания исключительной механической стабильности при длительной противотяге, обеспечивая надежную коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную долговечность при автоклавировании для госпитальных операционных и травматологических центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest