



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешка нерва Toennis Nerve Root
Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешка нерва Toennis Nerve Root Retractor

SKU RM-TNRR-15-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Toennis Nerve Root Retractor	общая длина 15 см, тонкий стержень, гладкий контурный крючкообразный кончик	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Toennis Nerve Root Retractor — это специализированный нейрохирургический и спинальный ретрактор, разработанный специально для безопасной, атравматичной мобилизации и защиты нежных корешков нервов и дурального мешка во время задней поясничной дискэктомии. Благодаря ультратонкому стержню этот ретрактор позволяет спинальным хирургам аккуратно манипулировать нервными элементами в узких межкостистых окнах, не препятствуя микроскопической визуализации и не загромождая рабочее поле микроинструментами.

Эта конфигурация Toennis Nerve Root Retractor, способная выдерживать частые циклы автоклавирувания без потери свойств, имеет общую длину 15 см (\$29), что обеспечивает исключительный мануальный контроль и точную тактильную обратную связь. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Профиль рабочей лопатки представляет собой тонкий стержень, заканчивающийся гладким крючком, форма которого адаптирована для атравматичных манипуляций с нервными и мягкими тканями. Эргономичная плоская рукоятка гарантирует стабильную ручную контртракцию без утомления рук на протяжении всей процедуры декомпрессии канала.

Retractor Maker производит Toennis Nerve Root Retractor с антибликовым матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая нейрохирургические отделения и центры хирургии позвоночника по всему миру инструментами с исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и полной долговечностью при стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest