



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Farr Spring

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Farr Spring

SKU RM-FSR-1

\$34 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4 cm — Lâmina chata ou Ponta aguda	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lâmina Achatada ou Ponta Aguda	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lâmina Achatada ou Ponta Aguda	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lâmina chata ou Ponta aguda	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lâmina chata ou Ponta aguda	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Lâmina chata ou Ponta aguda	RM-FSR-1-6	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Farr Spring é um afastador cirúrgico ágil e autoexpansível, projetado especificamente para fornecer separação autostática das margens da ferida durante procedimentos cirúrgicos oftálmicos, plásticos e pediátricos finos. Utilizando um chassi de alça de arame elástico, este instrumento aplica contração contínua e suave que afasta os tecidos sem a necessidade de cremalheiras mecânicas volumosas ou auxílio manual.

Construído para tamanhos de incisão delicados, o Afastador Farr Spring oferece amplas opções personalizáveis em seis incrementos de comprimento: 4 cm (\$34), 5 cm (\$36), 5.5 cm (\$38), 6 cm (\$40), 7.8 cm (\$42) e um perfil estendido de 14 cm (\$44). Os cirurgiões podem selecionar entre duas geometrias de ponta especializadas: Lâminas Planas projetadas para segurar retalhos de pele delicados e mucosa de forma atraumática sem perfuração, ou Pontas Agudas projetadas para um encaixe firme e antiderrapante em tecidos subcutâneos fibrosos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com alta memória elástica e acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Farr Spring para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo resiliência de mola excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)