



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Redler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Redler

SKU RM-RDR-5IN-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Redler	Longitud total de 5" (12.7 cm), hoja funcional cónica, mango ergonómico delgado	\$49
Funda / Caja Protectora	Empaque de tránsito individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Redler es un instrumento quirúrgico manual versátil, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de tejidos blandos y la retracción de bordes de heridas en procedimientos quirúrgicos menores, generales, plásticos y ortopédicos. Diseñado con un vástago delgado y alargado que termina en una punta cónica, este separador permite a los equipos quirúrgicos movilizar los márgenes cutáneos y las capas fasciales subcutáneas de manera limpia sin causar traumatismos por aplastamiento localizado.

Construido en una configuración de tamaño estándar única, diseñada para una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión, esta variante del Separador Redler presenta una longitud total de 5 pulgadas (12.7 cm). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de la hoja de trabajo incorpora un chasis metálico robusto con un extremo funcional cónico que se adapta con facilidad a corredores quirúrgicos estrechos. El conjunto del mango cuenta con un diseño delgado y alargado con un agarre ergonómico firme, ideado para reducir la fatiga manual durante disecciones delicadas prolongadas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Redler para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para clínicas ambulatorias, salas de cirugía plástica y centros quirúrgicos de emergencia en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest