



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kristeller Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kristeller Vagina I-Retraktor

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schmale Blätter (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Pädiatrie, Nullipara und enge Vaginalkanäle · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Mittlere Blätter (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Standard-Vaginaluntersuchungen und kleinere Becken-OPs · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Breite/Tiefe Blätter (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Verfügbare Längen: 18 cm oder 22 cm · Klinischer Einsatz: Tiefe Beckenbodenrekonstruktionen und vaginale Hysterektomien · Preis (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Klinischer Einsatz: — · Preis (USD): Inklusive

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kristeller Vaginal-Retraktor ist ein grundlegendes gynäkologisches chirurgisches Instrument, das speziell für die breite, atraumatische Verdrängung der Vaginalwände und des Beckenbodens bei diagnostischen und operativen Eingriffen entwickelt wurde. Das Instrument ist mit einem glatt konturierten Rinnenblatt ausgestattet, das die Vaginalschleimhaut sauber verdrängt und so einen weiten Sichtkanal zum Gebärmutterhals und den Fornices schafft, ohne Schleimhautlazerationen zu verursachen.

Diese für die klinische Anpassungsfähigkeit konzipierte Kristeller Vaginal-Retraktor-Serie wird in Handarbeit aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in zwei Gesamtlängen gefertigt: 18 cm (\$44) und 22 cm (\$49). Chirurgen können aus einer umfangreichen Matrix von

zehn Blattformaten wählen, die Längen von 75 mm bis 115 mm und Breiten von 10 mm bis 32 mm abdecken: 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm und 115 × 32 mm. Der ergonomische Tropfengriff bietet dem Assistenten eine stabile manuelle Hebelwirkung.

Retractor Maker fertigt den Kristeller Vaginal-Retraktor mit einem blendfreien seidenmatten Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standzuhalten, und bietet geburtshilflichen, gynäkologischen und urogynäkologischen Teams weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest