



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Burford

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Burford

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Opción 3 (Apertura compacta) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opción 1 (Apertura mediana) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opción 2 (Apertura máxima) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Burford Rib Spreader es un sistema de separación quirúrgica torácica aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una separación costal controlada y atraumática, así como una exposición de la pared torácica durante intervenciones pulmonares, esofágicas y cardiovasculares mayores. Diseñado con una robusta guía de deslizamiento paralela y valvas curvas intercambiables, este instrumento permite a los cirujanos distribuir las fuerzas de distracción mecánica de manera uniforme entre las costillas adyacentes, previniendo fracturas costales intraoperatorias mientras mantiene un corredor operatorio estático y amplio.

Construido para adaptarse a diversos tamaños de pacientes y abordajes quirúrgicos, este kit Burford Rib Spreader abarca tres configuraciones operativas distintas basadas en las demandas quirúrgicas. La Opción 1 (Medium Spread, \$379) admite una apertura de la guía de expansión de 260 mm; la Opción 2 (Maximum Spread, \$399) proporciona una apertura extendida de 300 mm para exposiciones torácicas profundas y bariátricas; y la Opción 3 (Compact Spread, \$359) ofrece una apertura de 200 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), cada kit de bastidor se suministra completo con un

par de valvas laterales superficiales de 47 mm x 62 mm y un par de valvas laterales profundas de 65 mm x 62 mm para adaptarse a los diferentes grosores de la pared torácica.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Burford Rib Spreader para soportar un alto par mecánico y ciclos repetidos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las unidades cardiotorácicas, quirófanos de trauma y centros de trasplante de pulmón de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y una durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest