



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Iron Intern Hydra Double Arm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Iron Intern Hydra Double Arm

SKU RM-IIHDA-SERIES-1

\$1,699 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
22" Standard Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Раздвижной ретрактор Iron Intern Hydra Double Arm — это усовершенствованная двойная шарнирная система хирургических ретракторов, монтируемая на столе, разработанная специально для обеспечения всестороннего двустороннего висцерального втягивания и широкого многоквadrантного доступа к брюшной стенке во время крупных общих, бариатрических и трансплантационных операций. Разработанная с двумя полностью независимыми шарнирными кронштейнами, исходящими из центральной, монтируемой на столе стойки, эта система позволяет хирургическим бригадам одновременно втягивать противоположные края раны и разделять внутренние органы, устраняя необходимость в нескольких ручных помощниках.

Созданная в соответствии с клиническими требованиями, эта серия Iron Intern Hydra Double Arm имеет высоконагруженные рабочие конфигурации с двумя основными длинами вылета. Изготовленные вручную из немецкой нержавеющей стали, варианты включают стандартную конфигурацию 22 дюйма (56 см) (1699\$) для открытой лапароскопии у взрослых и рутинной общей хирургии; конфигурацию Jumbo Heavy Duty 22 дюйма (1799\$) для высоконагруженных бариатрических процедур и плотных тазовых областей; и расширенную конфигурацию Jumbo Heavy Duty 26 дюймов (66 см) (1999\$), разработанную для сложных многоквadrантных трансплантаций, обширной онкологии и экстремальных условий доступа. Каждый кронштейн включает независимые многонаправленные механизмы блокировки для жесткой фиксации лопастей ретрактора в любом анатомическом векторе.

Компания Retractor Maker производит Iron Intern Hydra Double Arm с матовой антибликовой атласной отделкой, способной выдерживать сильную хирургическую противотягу и многократные циклы автоклавирования в больнице, обеспечивая трансплантационные операционные, бариатрические хирургические центры и травматологические отделения по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest