



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sugita Multipurpose Headframe

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sugita Multipurpose Headframe

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Smart Fix C Holder	Chassi rígido tipo C que conecta a estrutura base à mesa cirúrgica
1	Smart Fix Box Joint	Bloco conector articulado incluindo 2 parafusos de fixação dedicados
1	Smart Fix Stopper Sleeve	Colar guia de travamento que impede o deslocamento axial da estrutura
1 Set	Smart Fix Head Pin, Standard	Pino de fixação craniana cônico para craniotomia adulta padrão
1 Set	Smart Fix Head Pin, Long	Pino de fixação craniana estendido para perfis ósseos calvários espessos
1	Flexible Base Unit	Base de articulação multiarticulada que conecta os acessórios da mesa
1	Frame Unit	Arco estrutural principal semicircular que oferece montagem de acessórios em 360°
1 Set	Spring Scalp Hook Retractors	Retratores de margem do couro cabeludo com tensão elástica para contenção hemostática
1	Spring Hook Adjustor	Mecanismo de ajuste de tensão que controla a tração do gancho do couro cabeludo

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Montagem deslizante de precisão micro-avançada para espátulas cerebrais
1	Hand Rest (Central)	Estabilizador ergonômico de antebraço e pulso para o microcirurgião
1	Hand Rest R	Barra de apoio anatômico do antebraço do lado direito
1	Hand Rest L	Barra de apoio anatômico do antebraço do lado esquerdo
1	Adjustable Hand Rest with Dome Screw	Apoio de mão articulável com aperto de bloqueio de cúpula esférica
1	Adjustable Hand Rest with Slide	Apoio de mão deslizante longitudinal para ângulos operatórios variáveis
1	Instrument Receptacle	Bandeja de suporte estéril para cânulas de sucção e micro-instrumentos
1	Cotton Plate	Plataforma de preparação para compressas neurocirúrgicas e algodões
1	Cotton Plate Adjustor	Braço de posicionamento articulado para a plataforma de algodão
1	Sub Hole Attachment	Suporte de montagem auxiliar para retratores cerebrais periféricos
1	Sterilization Box	Contêiner de trânsito organizacional de alumínio/Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) personalizado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sugita Multipurpose Headframe é um sistema neurocirúrgico de fixação craniana e retrator microcirúrgico aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer imobilização rígida do crânio e retração cerebral multi-vetorial durante craniotomias abertas complexas e procedimentos de base do crânio. Projetado para montar com segurança nos trilhos da mesa cirúrgica, este headframe estabelece um perímetro semicircular ultra-estável ao redor do campo operatório, permitindo que os neurocirurgiões posicionem micro-espátulas delicadas, ganchos de couro cabeludo e apoios fisiológicos com estabilidade mecânica absoluta sob microscópios cirúrgicos.

Construído de acordo com as especificações da estrutura clínica, este conjunto completo do Sugita Multipurpose Headframe (\$4,999) integra um extenso conjunto modular de 21 componentes projetado para versatilidade operatória abrangente. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a arquitetura central apresenta uma unidade de base flexível e uma unidade de estrutura rígida emparelhada com um Smart Fix C Holder, Smart Fix Box Joint (incluindo 2 parafusos de fixação), Smart Fix Stopper Sleeve e pinos de cabeça padrão e longos para fixação craniana antiderrapante. O conjunto de

manuseio microcirúrgico inclui apoios de mão esquerdo e direito, apoios de mão ajustáveis com parafusos de cúpula e lâminas, receptáculos de instrumentos, placas de algodão com ajustadores, retratores de gancho de couro cabeludo com mola com ajustadores, um acessório de orifício secundário e mecanismos Retractor Slide Adjustor II, todos alojados dentro de uma caixa de esterilização dedicada para serviços pesados.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Sugita Multipurpose Headframe para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros neurocirúrgicos, suítes de trauma craniano e institutos de base de crânio em todo o mundo excepcional estabilidade mecânica, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest