



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Laminectomia Super-Slide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Laminectomia Super-Slide

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura do Afastador	Estrutura estrutural principal do sistema de afastamento
4	Valvas Pequenas	Opções de valvas menores com 2" de profundidade para retração cirúrgica
4	Valvas Médias	Opções de valvas com profundidade média de 3"
4	Valvas Grandes	Opções de valvas com profundidade maior de 4"
4	Valvas Suplementares	Opções de valvas com profundidade estendida de 4¾"
1	Caixa de Esterilização	Recipiente para organização e armazenamento do conjunto completo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Laminectomia Super-Slide é um afastador cirúrgico robusto e autorretentor, projetado para fornecer deslocamento tecidual potente e controlado durante operações extensas de laminectomia posterior e fusão espinal. Construído para suportar musculatura paravertebral pesada sem saltar dentes ou flexionar sob contração, este sistema estabelece um corredor visual amplo e estacionário sobre múltiplos segmentos vertebrais.

Projetado para ajuste intraoperatório contínuo, este sistema completo Super-Slide apresenta uma estrutura de cremalheira deslizante usinada com precisão que desliza sem esforço ao longo de seu trilho para aplicar retração mecânica precisa. O conjunto inclui um inventário de 18 peças contendo quatro valvas pequenas (2"

de profundidade), quatro valvas médias (3" de profundidade), quatro valvas grandes (4" de profundidade) e quatro valvas suplementares (4¾" de profundidade) projetadas para se assentarem com segurança contra as bordas laminares e articulações facetárias.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador para Laminectomia Super-Slide não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de esterilização dedicada de alta resistência, proporcionando aos cirurgiões de coluna e hospitais durabilidade clínica confiável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest