



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Finochietto-Infant

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Finochietto-Infant

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Horizontal Delicada	Layout de barra deslizante compacto otimizado para toracotomia infantil
2 (Par Fixo)	Lâminas Angulares Fixas	Módulos laterais fenestrados de 14×15 mm ou 15×15 mm
1	Trava de Parafuso Manual	Parafuso de travamento de segurança manual que fixa a retração e limita a fadiga
2	Braços Cônicos Ergonômicos	Cabos estruturados leves construídos com bordas externas completamente lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Finochietto-Infant é um afastador cirúrgico torácico neonatal e infantil essencial, projetado especificamente para fornecer distração de costelas controlada e microcalibrada durante procedimentos cardiotorácicos congênitos. Projetado com um trilho deslizante horizontal delicado, este instrumento permite que os cirurgiões pediátricos separem as minúsculas costelas infantis com suavidade excepcional, evitando a ruptura da junção costocondral enquanto mantém um corredor visual aberto para o mediastino infantil.

Construído para acomodar corredores anatômicos infantis delicados, esta série Finochietto-Infant Rib Spreader oferece até 75 mm de capacidade de alargamento estrutural em duas configurações de lâminas especializadas: a Opção de Lâmina A (\$319) apresenta lâminas fenestradas fixas de 14 mm × 15 mm, e a Opção de Lâmina B

(\$349) incorpora lâminas fenestradas fixas de 15 mm × 15 mm. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os módulos laterais compactos fixam as costelas infantis com segurança, sem deslizar. Seu parafuso de trava de segurança manual fixa a retração com firmeza para eliminar a fadiga do usuário, enquanto os braços cônicos ergonômicos apresentam bordas externas lisas para proteger os tecidos moles adjacentes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Finochietto-Infant Rib Spreader para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a salas cirúrgicas neonatais, centros cardíacos congênitos e centros de trauma pediátrico em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)