



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

側方軟部組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



側方軟部組織レトラクター

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9.75 in — 20 mm ブレード	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm ブレード	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89

製品詳細

側方軟部組織レトラクターは、人工膝関節全置換術（TKA）において関節周囲の軟部組織、関節包、外側側副靭帯を安全かつ確実に圧排するために特別に設計された、整形外科手術に不可欠なインストゥルメントです。解剖学に基づいた湾曲シャंक設計により、脛骨および大腿骨の骨切り時に、神経血管構造や外側靭帯束を振動骨鋸から保護し、術野外へ遠ざけることができます。

多様な患者の解剖学的構造や深部要件に対応するため、この側方軟部組織レトラクターのラインナップには、全長9.75 inches（24.76 cm、\$84）と9.87 inches（25.07 cm、\$89）の2種類が用意されています。最高級のドイツ製サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、ワーキングエンドは20 mmと22 mmの湾曲ブレード幅から選択可能です。プロングの構成には、骨皮質からの滑りを防ぎ精密な組織係合を可能にする鈍（Blunt）および鋭（Sharp）の組み合わせが含まれています。堅牢なハンドル設計により、助手による安定した手動のカウンター・トラクションを支援します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製の側方軟部組織レトラクターは、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中の膝関節再建および整形外科トラウマセンターに、揺るぎない臨床的耐久性、耐食性、および手術の信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest