



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Farr Spring

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Farr Spring

SKU RM-FSR-1

\$34 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Lame plate ou pointe pointue	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Lame plate ou Pointe pointue	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Lame plate ou Pointe acérée	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Valve plate ou pointe aiguë	RM-FSR-1-6	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Farr Spring est un écarteur chirurgical agile à auto-expansion, spécifiquement conçu pour assurer la séparation des marges de la plaie sans aide manuelle lors d'interventions délicates en ophtalmologie, chirurgie plastique et pédiatrie. Utilisant un châssis en boucle de fil d'acier élastique, cet instrument applique une contre-traction douce et continue qui écarte les tissus sans nécessiter de crémaillères mécaniques encombrantes ou l'intervention d'un assistant.

Conçu pour les incisions de petite taille, l'écarteur Farr Spring offre de nombreuses options de personnalisation sur six incréments de longueur : 4 cm (\$34), 5 cm (\$36), 5.5 cm (\$38), 6 cm (\$40), 7.8 cm (\$42), et un profil étendu de 14 cm (\$44). Les chirurgiens peuvent choisir entre deux géométries de pointes spécialisées : des lames plates conçues pour maintenir les lambeaux cutanés et les muqueuses de manière atraumatique sans perforation, ou des pointes acérées conçues pour un ancrage ferme et antidérapant dans les tissus sous-cutanés fibreux.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une mémoire élastique élevée et une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur Farr Spring pour résister aux cycles répétés de stérilisation hospitalière, offrant aux centres chirurgicaux du monde entier une résilience de ressort exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest