



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Sauerbruch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Sauerbruch

SKU RM-SBR-9IN-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
$\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ " (aprox. 16 $\times$ 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 $\times$ 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ " (aprox. 22 $\times$ 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " (aprox. 19 $\times$ 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Sauerbruch es un separador quirúrgico de cavidad profunda reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando y retracción muscular fiable y atraumático en procedimientos torácicos, abdominales y ortopédicos. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contratracción constante en vientres musculares densos, capas fasciales y paredes viscerales sin deslizarse hacia el campo quirúrgico.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra el óxido y defectos, este Separador Sauerbruch cuenta con un marco longitudinal fijo de 9 pulgadas (22.86 cm, \$69). Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece cuatro dimensiones distintas de hoja seleccionables en el menú de parámetros: $\frac{5}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{3}{4}$ ", 2 $\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{2}$ ", y diseños de hoja en ángulo recto de $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2 $\frac{7}{8}$ " de ancho. Los bordes lisos y redondeados de la hoja previenen el trauma por presión isquémica localizada, mientras que el mango plano ergonómico proporciona un apalancamiento manual libre de fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Sauerbruch para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para quirófanos de cirugía general, torácica y de trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest