



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Deep Gelri самодержащий

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ранорасширите ль Deep Gelpi самодержащий

**SKU** RM-DGSRR-1

**\$129 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                                                                                                                                                     | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 7 ½" (approx. 19.0 cm) — Изогнутый корпус, острые отогнутые наружу зубцы — Стандартная поясничная ламинэктомия и экспозиция сустава                                  | RM-DGSRR-1-1 | \$129      |
| 10 ½" (approx. 26.7 cm) — Удлиненный изогнутый корпус, острые отогнутые наружу зубцы — Для глубоких тазовых, бариатрических и многоуровневых спондилодезных операций | RM-DGSRR-1-2 | \$139      |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Deep Gelpi Self Retaining Retractor — это специализированный хирургический инструмент, разработанный для мощного самодержащего разведения мягких тканей и мышц при проведении глубоких спинальных, ортопедических и тазовых операций. Конструкция с острыми разведенными наружу зубцами на изогнутом корпусе обеспечивает надежную фиксацию в плотных фасциальных краях и параспинальных мышцах, формируя стабильный операционный коридор без необходимости ручного удержания.

Данная конфигурация Deep Gelpi Self Retaining Retractor разработана для работы в глубоких ранах: изогнутая рабочая часть позволяет кольцевым рукояткам располагаться плоско вдоль контуров тела пациента, что исключает помехи для хирургических навигационных инструментов и микроскопов. Хирурги могут выбрать одну из двух длин: 7 ½ дюймов (\$129) для стандартных спинальных доступов или удлиненную версию 10 ½ дюймов (\$139) для глубоких тазовых вмешательств и поясничных процедур у пациентов с ИМТ. Усиленный механический кремальерный замок поддерживает постоянное натяжение без проскальзывания.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Deep Gelpi Self Retaining Retractor от Retractor Maker рассчитан на высокие нагрузки при мышечной контрретракции. Инструмент отличается исключительной долговечностью и полной совместимостью с автоклавированием, что делает его незаменимым для спинальных хирургов, нейрохирургов и травматологов.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest