



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Collateral Soft Tissue Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Collateral Soft Tissue Retractor

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Collateral Soft Tissue Retractor	9 ½" Länge, 45 mm Klinge, 11 mm 2-zinkige gebogene Spitze	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Collateral Soft Tissue Retractor ist ein präzisionsgefertigtes orthopädisch-chirurgisches Instrument, das speziell für die schonende, rutschfeste Retraction von Kollateralbändern, Kapseln und periartikulärem Weichgewebe während der Knierekonstruktion entwickelt wurde. Durch seinen gewölbten Schaft und die zweizinkige, gebogene Spitze ermöglicht dieser Retractor den chirurgischen Teams die sichere Mobilisierung von Gewebeschichten weg von Knochenschnittblöcken.

Diese Konfiguration des Collateral Soft Tissue Retractor ist für optimalen Gelenkfreiraum ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 9 ½ inches (ca. 24.13 cm, \$69) auf. Das Arbeitsende verfügt über eine Klingenlänge von 45 mm, die in einem 11 mm breiten, 2-zinkigen Design auf einem gebogenen Profil endet. Diese anatomische Doppelzinken-Konstruktion umschließt das Bandgewebe sicher und verteilt die Gegenzugkräfte auf zwei Kontaktpunkte, um ein Verrutschen oder fokale Gewebekontusionen während der Gelenkarthroplastik zu verhindern.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, seidenmatten Finish, produziert Retractor Maker den Collateral Soft Tissue Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält und orthopädischen Chirurgiezentren überlegene mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und chirurgische Zuverlässigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest