



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mandibular de Salzburg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mandibular de Salzburg

SKU RM-SMRR-23-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Salzburg Mandibular Rim Retractor	Comprimento total de 23 cm, lâmina curva para rebordo mandibular	\$49
Estojo / Caixa Protetora	Embalagem de transporte individual	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mandibular de Salzburg é um afastador cirúrgico bucomaxilofacial indispensável, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento de tecidos moles seguro e não traumático, além da exposição da borda óssea ao longo da borda inferior da mandíbula durante intervenções ortognáticas. Projetado com uma curvatura de borda anatômica que se encaixa suavemente ao redor do osso cortical do corpo e ângulo mandibular, este instrumento permite que os cirurgiões bucais realizem cortes de osteotomia de forma limpa, enquanto protegem as estruturas neurovasculares adjacentes das serras recíprocas.

Construído para um alcance intraoral ideal, esta configuração do Afastador Mandibular de Salzburg apresenta um comprimento total de 23 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir resistência duradoura e resistência à corrosão, as margens da lâmina suavemente polidas acomodam a borda mandibular inferior sem causar trauma por esmagamento periosteal localizado ou laceração de tecidos cervicais profundos. O cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma contra-tração manual estável e livre de fadiga durante procedimentos ortognáticos prolongados.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mandibular de Salzburg para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo excepcional estabilidade mecânica, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos bucomaxilofaciais e de cirurgia plástica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest