



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Mandibular Channel Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Mandibular Channel Retractor

SKU RM-MCR-17-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Mandibular Channel Retractor	Размеры / Детали: общая длина 17 см, желобовидное лезвие 8 mm · Количество: 1	\$29
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Mandibular Channel Retractor является незаменимым инструментом для челюстно-лицевой хирургии, специально разработанным для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и обнажения костного края при ортогнатических операциях. Благодаря анатомическому желобу инструмент позволяет хирургу чисто захватывать нижний кортикальный слой челюсти, защищая лицевую артерию, переднюю лицевую вену и краевую ветвь нижнечелюстного нерва во время разделения кости.

Созданная для абсолютной интраоперационной стабильности, данная конфигурация Mandibular Channel Retractor имеет общую длину 17 см (\$29) и желобовидное лезвие шириной 8 mm. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали, гарантирующей пожизненную защиту от коррозии и производственных дефектов, его изогнутый дистальный край плотно прилегает к краю кортикальной кости, не соскальзывая в прилегающие мягкие ткани шеи. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистентам работу без утомления рук на протяжении длительных процедур сагиттальной остеотомии.

Инструмент Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие и выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая операционные бригады по всему миру

исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и полной клинической долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest