



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Scoville-Haverfield

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Sc oville-Haverfield

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDA DE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura Autoestática com Hastes Articuladas	Chassi articulado com ação de tesoura que se inclina para baixo, fora da linha de visão
1	Lâmina Lateral de Ponta Única Afiada Destacável	Lâmina de garra única de 50 mm projetada para ancorar profundamente sob as margens da incisão
1	Lâmina Lateral Dentada Sólida Destacável	Pá sólida para retração óssea de 60 mm x 25 mm equipada com ponta microdentada
1	Engrenagem de Trava Manual por Parafuso Integrada	Mecanismo de rosca central que proporciona fixação aberta imutável para limitar a fadiga
2	Braços de Pinça de Retração Ergonômicos	Braços de cabo estruturados leves forjados com perímetros completamente lisos
1	Armazenamento Protetor / Caixa	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Scoville-Haverfield é um sistema de afastador neurocirúrgico e de coluna articulado de elite, desenvolvido especificamente para proporcionar o deslocamento profundo e desobstruído de tecidos paravertebrais durante laminectomias lombares complexas e fusões espinhais. Projetado com hastes articuladas para baixo, este instrumento permite que o chassi mecânico fique plano contra os contornos do corpo do paciente, mantendo os cabos auxiliares completamente fora da linha de visão microscópica do cirurgião.

Construído conforme especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador Autoestático Scoville-Haverfield (\$339) fornece até 150 mm de abertura horizontal. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular incorpora uma lâmina lateral de ponta única afiada destacável com profundidade operacional de 50 mm para ancoragem segura sob margens de incisão densas, juntamente com uma lâmina lateral dentada sólida de 60 mm × 25 mm (25 mm de largura × 60 mm de comprimento) equipada com ponta microdentada para fixação atraumática em margens ósseas. O mecanismo integrado de rosca central com trava manual por parafuso garante uma abertura imutável que elimina a fadiga manual do assistente.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Autoestático Scoville-Haverfield para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros neurocirúrgicos, salas de cirurgia ortopédica de coluna e unidades de trauma em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)