



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hohmann Posterior-Inferior-Hebel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Posterior-Inferior-Hebel

SKU RM-HPIR-11-1

\$74 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Linker Griff zur Biegung #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Mittlerer rechter Griff, Biegung #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hohmann Posterior-Inferior-Hebel ist ein spezialisiertes orthopädisches chirurgisches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um eine zuverlässige Knochenhebelwirkung und Weichteilverdrängung an den posterioren und inferioren Rändern des Acetabulums während der totalen Hüftendoprothetik zu ermöglichen. Dieses Instrument wurde so konzipiert, dass es sich um den Ischium- und Acetabulumrand legt, wodurch chirurgische Teams schwere Kapsel- und Muskelgewebe von der Pfanne weghebeln können, um einen freien Sichtkorridor für das Fräsen des Acetabulums zu erhalten.

Dieses Modell des Hohmann Posterior-Inferior-Hebels ist für eine hohe Hebelwirkung im Gelenkbereich ausgelegt und verfügt über eine Standard-Gesamtlänge von 11 Zoll (27,94 cm, \$74). Das Arbeitsende umfasst ein gebogenes Blattdesign mit speziell geformten Doppelzinken und einer scharfen, gebogenen Kante, die sicher in die kortikalen Knochenoberflächen greift, ohne abzurutschen. Chirurgen können das Instrument durch gezielte Griffkrümmungsprofile anpassen: einen linken Griff mit Biegung #7 oder einen Medium-Rechts-Griff mit Biegung #7, was eine optimale Ausrichtung bei spezifischen Patientenzugängen gewährleistet.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Finish, fertigt Retractor Maker den Hohmann Posterior-Inferior-Hebel so, dass er enormen mechanischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Teams in der Endoprothetik und Traumatologie weltweit unnachgiebige klinische Haltbarkeit und Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest