



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Discectomía Williams

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Discectomía Williams

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
50 mm × 20 mm (Izquierda o Derecha)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Izquierda o Derecha)	RM-WDR-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de discectomía Williams es un retractor quirúrgico espinal de precisión diseñado específicamente para establecer y mantener un microcorredor sin obstrucciones hacia el espacio interlaminar durante los procedimientos de discectomía lumbar. Diseñado con un vástago de hoja en bayoneta angulado, este separador mantiene la mano del asistente y el mango completamente fuera de la línea de visión microscópica, lo que permite una visualización ininterrumpida del espacio discal.

Fabricado para la sujeción específica del tejido paravertebral, este modelo Williams Dissectomy Retractor presenta un alcance total de 18 cm. El instrumento está disponible en dos tamaños de hoja seleccionables: 50 mm × 20 mm (\$94) y un perfil extendido de 70 mm × 20 mm (\$99), combinados con direcciones de hoja personalizables orientadas a la izquierda o a la derecha para soportar abordajes quirúrgicos unilaterales específicos. Su punta dentada distal se asienta firmemente contra el borde laminar o la cápsula facetaria, evitando el deslizamiento accidental del tejido durante las descompresiones profundas del canal.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Williams Dissectomy Retractor bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para centros de cirugía de columna en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest