



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Urology Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



# Bookwalter Urology Ekartör Sistemi

SKU RM-BURS-1

**\$2,399 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET | BİLEŞEN                   | BOYUTLAR / AÇIKLAMA         |
|------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    | Saha Postu                | 12" (30.5 cm)               |
| 1    | Post Kuplörü              | Standart                    |
| 1    | Yatay Esnek Çubuk         | 1" Çap (2.5 cm)             |
| 8    | Eğimli Cırcır Mekanizması | Çok Açılı                   |
| 1    | Segmentli Halka           | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) |
| 1    | Segmentli Halka           | 8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)  |
| 1    | Dövülebilir Blade         | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)     |
| 1    | Dövülebilir Blade         | 1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)    |
| 2    | Kelly Blade               | 1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)     |
| 1    | Kelly Blade               | 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)     |
| 2    | Kelly Blade               | 2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)     |
| 3    | Vajinal Lateral Blade     | 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)      |
| 1    | Renal Wylie Blade         | 1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)     |
| 1    | Sterilizasyon Kutusu      | Koruyucu Kasa               |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Urology Ekartör Sistemi; böbrekler, üreterler, mesane ve retroperitoneal ürolojik yapılara yönelik abdominal ve lateral yaklaşımlarda stabil, eller serbest ekarman sağlamak üzere tasarlanmış masaya monte otomatik bir ekartör setidir. Bookwalter Urology Ekartör Sistemi, 12" (30.5 cm) bir saha postu, standart bir post kuplörü ve 1" (2.5 cm) çapında yatay esnek bir çubuk ile ameliyat masasına monte edilir.

Çerçevenin insizyona ve hastaya göre uyarlanabilmesi için 10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm) ve 8½" x 14" (21.6 x 35.6 cm) ölçülerinde iki adet segmentli halka sunulmaktadır. Sekiz adet çok açılı eğimli cırcır mekanizması, blade'leri halkaya sabitler ve ekarman derinliği ile blade açısının bağımsız olarak ayarlanmasına olanak tanır.

Ekarman donanımı derin ve yüzeysel alanları kapsar: 2" x 6" ve 1½" x 6" dövülebilir blade'ler, 1" x 2½", 1" x 1½" ve 2" x 2½" boyutlarında Kelly blade'ler, üç adet 1" x 3" vajinal lateral blade ve bir adet 1" x 7" renal Wylie blade. Tüm bileşenler manyetik olmayan cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve bir sterilizasyon kutusu içinde teslim edilir.

Bookwalter Urology Ekartör Sistemi steril olmayan şekilde sunulur, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; kullanımdan önce kurumunuzun onaylanmış prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Retractor Maker, seti doğrudan Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve tedarik etmektedir.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest